



### Product description

Order number	93.852.168
Descrição do artigo	Block Rack D17, para 50 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 5 x 10, marrom, material: PP

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	109 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	209 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Block Rack D17, Ø da abertura: 17 mm, 5 x 10, marrom**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto marrom

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior -  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 20  
Unidades por palete 760  
Profundidade da embalagem externa 568 mm  
Largura da embalagem externa 433 mm  
Altura da embalagem externa 120 mm  
Volume da embalagem externa 0.0295 cbm  
Peso do produto 0.1958 kg  
Peso da embalagem externa 4.62 kg  
EAN da caixa interna 4038917122030  
EAN da embalagem externa 4038917044882

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**