



Product description

Order number	93.852.170
Descrição do artigo	Block Rack D17, para 50 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 5 x 10, branco creme, material: PP reciclado

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	109 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	209 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto branco creme

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 760
Profundidade da embalagem 568 mm
externa
Largura da embalagem 433 mm
externa
Altura da embalagem externa 120 mm
Volume da embalagem 0.0295 cbm
externa
Peso do produto 0.1958 kg
Peso da embalagem externa 4.62 kg
EAN da caixa interna 4038917122054
EAN da embalagem externa 4038917044905

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

