



Product description

Order number	93.852.300
Descrição do artigo	Rack em bloco duplo D17, para 100 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 5 x 20, cinza, material: PP reciclado

Product characteristics

Quantidade de poços	100
Capacidade de armazenamento	100
Dimensão da grade	5 x 20
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	109 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	418 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Rack em bloco duplo D17, Ø da abertura: 17 mm,
5 x 20, cinza**

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto cinza

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 12
Unidades por palete 528
Profundidade da embalagem 453 mm
externa
Largura da embalagem 433 mm
externa
Altura da embalagem externa 165 mm
Volume da embalagem 0.0324 cbm
externa
Peso do produto 0.3917 kg
Peso da embalagem externa 5.41 kg
EAN da caixa interna 4038917122221
EAN da embalagem externa 4038917018296

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT