



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 93.853.200 |
| Descrição do artigo | Rack em bloco duplo D13, para 100 recipientes, Ø da abertura: 13 mm, dimensão da grade: 10 x 10, cinza, material: PP reciclado |

Product characteristics

| | |
|-----------------------------|---------|
| Quantidade de poços | 100 |
| Capacidade de armazenamento | 100 |
| Dimensão da grade | 10 x 10 |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

Size

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro da abertura | 13 mm |
| Largura do produto | 192 mm |
| Altura do produto | 45 mm |
| Comprimento do produto | 180 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto cinza

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 8
Unidades por palete 720
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 368 mm
externa
Altura da embalagem externa 120 mm
Volume da embalagem 0.0176 cbm
externa
Peso do produto 0.3509 kg
Peso da embalagem externa 3.27 kg
EAN da caixa interna 4038917122573
EAN da embalagem externa 4038917074070

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

