



### Product description

Order number	93.854.121
Descrição do artigo	Block Rack D12, para 50 recipientes, Ø da abertura: 12 mm, dimensão da grade: 5 x 10, vermelha, material: PP

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro da abertura	12 mm
Largura do produto	80 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	152 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto vermelha

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior -  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 20  
Unidades por palete 1560  
Profundidade da embalagem externa 428 mm  
Largura da embalagem externa 323 mm  
Altura da embalagem externa 130 mm  
Volume da embalagem externa 0.018 cbm  
Peso do produto 0.1214 kg  
Peso da embalagem externa 2.8 kg  
EAN da caixa interna 4038917122641  
EAN da embalagem externa 4038917018487

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

