




Product Specification
**Tampa para recipiente de amostra 73.641 &
73.646, comprimento: 8 mm, PEBD**

Page 1



Product description

Order number	65.649
Descrição do artigo	Tampa para recipiente de amostra 73.641 & 73.646, natural, comprimento: 8 mm, material: PEBD, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	Tampa com saia
Indicado para	recipiente de amostra 73.641 & 73.646

Size

Comprimento do produto	8 mm
------------------------	------

Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	natural

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Tampa para recipiente de amostra 73.641 &
73.646, comprimento: 8 mm, PEBD**

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	420000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
Peso da embalagem externa	5.53 kg
EAN da caixa interna	4038917083119
EAN da embalagem externa	4038917002073

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-27

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT