



Product Specification

Recipiente de suspensão, adequado para tubos e S-Monovette® Ø 13 mm, transparente

Page 1



Product description

Order number	73.1051
Descrição do artigo	Recipiente de suspensão, adequado para tubos e S-Monovette® Ø 13 mm, material: PS, 1.000 µl, comprimento: 23,5 mm, transparente, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Indicado para	tubos e S-Monovette® Ø 13 mm
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

Size

Volume máximo	1000 µl
Diâmetro da abertura	9 mm
Comprimento do produto	23.5 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 156000
Profundidade da embalagem 428 mm
externa
Largura da embalagem 323 mm
externa
Altura da embalagem externa 130 mm
Volume da embalagem 0.018 cbm
externa
Peso do produto 0.0006 kg
Peso da embalagem externa 1.6 kg
EAN da caixa interna 4038917085144
EAN da embalagem externa 4038917003827

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

