



## Product Specification

Recipiente de suspensão, adequado para tubos e S-Monovette® Ø 15 mm, transparente

Page 1



### Product description

Order number	73.1052.001
Descrição do artigo	Recipiente de suspensão, adequado para tubos e S-Monovette® Ø 15 mm, material: PS, 2,5 ml, comprimento: 32 mm, transparente, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Gradação	não
Indicado para	tubos e S-Monovette® Ø 15 mm
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

### Size

Volume máximo	2.5 ml
Diâmetro da abertura	11 mm
Comprimento do produto	32 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 156000  
Profundidade da embalagem 428 mm  
externa  
Largura da embalagem 323 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 130 mm  
Volume da embalagem 0.018 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0008 kg  
Peso da embalagem externa 1.98 kg  
EAN da caixa interna 4038917124874  
EAN da embalagem externa 4038917019507

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

