



Product description

Order number	73.650.500
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para contador Coulter, tampa incluída, material: PS, (CxØ): 60 x 34 mm, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	contador Coulter
Forma do fundo	fundo plano

Size

Diâmetro	34 mm
Diâmetro da abertura	12 mm
Comprimento do produto	60 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	18000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0077 kg
Peso da embalagem externa	4.51 kg
EAN da caixa interna	4038917157841
EAN da embalagem externa	4038917157834

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

