



Product description

Order number	73.663
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para Boehringer ES 300® e ES 600®, material: PS, 2 ml, (CxØ): 40 x 12 mm, transparente, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Boehringer ES 300® e ES 600®
Forma do fundo	fundo cônico

Size

Volume máximo	2 ml
Diâmetro	12 mm
Diâmetro da abertura	10 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente de amostra, adequado para
Boehringer ES 300® e ES 600®, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 180000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0012 kg
Peso da embalagem externa 6.72 kg
EAN da caixa interna 4038917083195
EAN da embalagem externa 4038917002158

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT