



Product description

Order number	73.666
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisadores automáticos Hitachi, material: PS, 3 ml, (CxØ): 38 x 17 mm, transparente, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	analísadores automáticos Hitachi
Forma do fundo	fundo cônico

Size

Volume máximo	3 ml
Diâmetro	17 mm
Diâmetro da abertura	10 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	38 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 150000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem 0.0539 cbm
externa
Peso do produto 0.0017 kg
Peso da embalagem externa 9.3 kg
EAN da caixa interna 4038917083225
EAN da embalagem externa 4038917002172

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

