



Product Specification

**Monovette® para líquido cefalorraquidiano/LCR,
10 ml, tampa azul, (CxØ): 102 x 15 mm, 1
unid./blister**

Page 1

Product description

Order number	10.252.027
Descrição do artigo	Monovette® para líquido cefalorraquidiano/LCR, volume nominal: 10 ml, sem preparação, coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, (CxØ): 102 x 15 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca Luer, tampa azul, com etiqueta de papel, "Liquor/Cerebrospinal Fluid", estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Tipo de preparo	sem preparação
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	azul
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Exemplo de utilização	LCR, colheita, transporte e armazenamento de LCR/líquido cefalorraquidiano
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Conexão	Luer (m)

Size

Volume nominal	10 ml
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	102 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Monovette® para líquido cefalorraquidiano/LCR,
10 ml, tampa azul, (CxØ): 102 x 15 mm, 1
unid./blister

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	azul
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	13500
Profundidade da caixa interna	351 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	171 mm
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.0077 kg
Peso da embalagem externa	5.46 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Monovette® para líquido cefalorraquidiano/LCR,
10 ml, tampa azul, (CxØ): 102 x 15 mm, 1
unid./blister

Page 3

EAN da caixa interna 4038917104487
EAN da embalagem externa 4038917040334

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT