



Product description

Order number	62.610.201
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, transparente, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	15.3 mm
Comprimento do produto	92 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	22000
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	348 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0306 cbm
Peso do produto	0.0052 kg
Peso da embalagem externa	3.13 kg
EAN da caixa interna	4038917114783
EAN da embalagem externa	4038917072137

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

