



Product Specification

Cubeta e esfera, adequado para cubeta para coagulômetro KC (macro), transparente

Page 1



Product description

Order number	73.834
Descrição do artigo	Cubeta e esfera, adequado para cubeta para coagulômetro KC (macro), material: PS, comprimento: 23 mm, transparente, 1.000 cubetas/pacote e 1.000 esferas de aço/frasco

Product characteristics

Graduação	não
Indicado para	cubeta para coagulômetro KC (macro)
Forma do fundo	fundo plano

Size

Diâmetro da abertura	10 mm
Comprimento do produto	23 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 216000
Profundidade da embalagem 308 mm
externa
Largura da embalagem 223 mm
externa
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem 0.0134 cbm
externa
Peso do produto 0.0008 kg
Peso da embalagem externa 1.8 kg
EAN da caixa interna 4038917084321
EAN da embalagem externa 4038917003186

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

