



### **Product description**

Order number 73.834.001  
Descrição do artigo Esfera de aço para cubeta para coagulômetro KC (macro), cinza

### **Product characteristics**

Indicado para cubeta para coagulômetro KC (macro)

### **Material & colours**

Cor do produto cinza

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	50000
Unidades por palete	5400000
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0134 cbm
Peso do produto	0.0001 kg
Peso da embalagem externa	7.15 kg
EAN da caixa interna	4038917121682
EAN da embalagem externa	4038917017930

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

