



Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de pressão,
(CxØ): 75 x 23,5 mm, transparente, estéril**

Page 1



Product description

Order number	80.621
Descrição do artigo	Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de pressão, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 75 x 23,5 mm, estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de pressão
Versão	colher

Size

Diâmetro	23.5 mm
Comprimento do produto	87 mm
Comprimento sem tampa	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de pressão,
(CxØ): 75 x 23,5 mm, transparente, estéril**

Page 2

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material do tubo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	13000
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	130 mm
Volume da embalagem externa	0.0262 cbm
Peso do produto	0.0091 kg
Peso da embalagem externa	2.73 kg
EAN da caixa interna	4038917082969
EAN da embalagem externa	4038917001946

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT