



Product Specification
Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,
(CxØ): 107 x 25 mm, transparente, estéril

Page 1



Product description

Order number	80.622
Descrição do artigo	Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de rosca, Tampa de rosca com suporte para colher para fezes, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 107 x 25 mm, estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	Tampa de rosca com suporte para colher para fezes
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	colher
Forma do fundo	fundo plano/cônico

Size

Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	111 mm
Comprimento sem tampa	107 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,
(CxØ): 107 x 25 mm, transparente, estéril**

Page 2

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material da barra	Poliestireno (PS)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	400
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	400
Unidades por palete	11200
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0129 kg
Peso da embalagem externa	5.9 kg
EAN da caixa interna	4038917082976
EAN da embalagem externa	4038917001953

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT