



**Product Specification**  
**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,**  
**(CxØ): 107 x 25 mm, transparente**

**Page 1**



**Product description**

Order number	80.622.111
Descrição do artigo	Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de rosca, Tampa de rosca com colher para fezes, incluída, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 107 x 25 mm, 250 unid./pacote

**Product characteristics**

Tampa	Tampa de rosca com colher para fezes
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	colher
Forma do fundo	fundo plano/cônico

**Size**

Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	111 mm
Comprimento sem tampa	107 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,**  
**(CxØ): 107 x 25 mm, transparente**

**Page 2**

**Material & colours**

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material da barra	Poliestireno (PS)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	12000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0129 kg
Peso da embalagem externa	7.14 kg
EAN da caixa interna	4038917115346
EAN da embalagem externa	4038917014533

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**