



Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,
(CxØ): 101 x 16,5 mm, transparente, estéril**

Page 1



Product description

Order number	80.624
Descrição do artigo	Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de rosca, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 101 x 16,5 mm, estéril

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não
Versão	colher

Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	102 mm
Comprimento sem tampa	101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	10500
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0169 kg
Peso da embalagem externa	4.69 kg
EAN da caixa interna	4038917082990
EAN da embalagem externa	4038917001977

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

