



## Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,  
(CxØ): 76 x 20 mm, transparente, estéril**

**Page 1**



### Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 80.734.001  |
| Descrição do artigo | Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de rosca, Tampa de rosca com colher para fezes, montada, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 76 x 20 mm, estéril, 100 unid./pacote |

### Product characteristics

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tampa              | Tampa de rosca com colher para fezes |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca                       |
| Versão             | colher                               |
| Forma do fundo     | fundo plano/cônico                   |

### Size

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Diâmetro               | 20 mm |
| Comprimento do produto | 77 mm |
| Comprimento sem tampa  | 76 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,  
(CxØ): 76 x 20 mm, transparente, estéril**

**Page 2**

### Material & colours

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | marrom                            |
| Material da barra      | Poliestireno (PS)                 |
| Material do tubo       | Polipropileno (PP)                |

### Purity & certification

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Padrão de pureza     | estéril                  |
| Esterilização        | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes             | sim                      |

### Packaging

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 500           |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 100           |
| Unidades por caixa                | 500           |
| Unidades por palete               | 20000         |
| Profundidade da embalagem externa | 598 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 398 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 165 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0393 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0069 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 4.06 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917119801 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917016810 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**