




**Product Specification**  
**Tubo para fezes, tampa de rosca, (CxØ): 76 x 20 mm, branca**

**Page 1**



### Product description

Order number	80.734.401
Descrição do artigo	Tubo para fezes, branca, tampa de rosca, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 76 x 20 mm, com etiqueta de papel, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Tipo de fechamento	tampa de rosca

### Size

Diâmetro	20 mm
Comprimento do produto	77 mm
Comprimento sem tampa	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Tube for feces, screw cap, (CxØ): 76 x 20 mm, white**

**Page 2**

**Material & colours**

Cor do produto	branca
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	21000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	235 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0071 kg
Peso da embalagem externa	4.14 kg
EAN da caixa interna	4038917119979
EAN da embalagem externa	4038917016971

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**