



Product description

Order number	80.9924.027
Descrição do artigo	Tubo para fezes, com lâmina, branca, tampa de rosca, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 55 x 44 mm, com etiqueta de papel, 250 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	lâmina

Size

Diâmetro	44 mm
Comprimento do produto	57 mm
Comprimento sem tampa	55 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo para fezes, com lâmina, tampa de rosca,
(CxØ): 55 x 44 mm, branca

Page 2

Material & colours

Cor do produto	branca
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	8000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.0697 cbm
Peso do produto	0.0137 kg
Peso da embalagem externa	7.8 kg
EAN da caixa interna	4038917154819
EAN da embalagem externa	4038917039635

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT