



Product Specification

Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Page 1



Product description

Order number	05.1147
Descrição do artigo	Monovette® para gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 2 ml, tampa branca/laranja, rótulo/impressão: transparente/laranja, conexão: Luer (m), (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, 50 unid./caixa de papelão, estéril, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	Arterial e venoso
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	50 UI/ml sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/laranja
Graduação	marcação nominal
Campo de aplicação	gasometria
Conexão	Luer (m)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Page 2

Size

Volume nominal	2 ml
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	100 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca/laranja
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	145 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Page 3

Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0126 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	2.64 kg
EAN da caixa interna	4038917085458
EAN da embalagem externa	4038917004121

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT