



## Product Specification

**Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)**

Page 1



### Product description

Order number	05.1147.020
Descrição do artigo	Monovette® para gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 2 ml, tampa branca/laranja, rótulo/impressão: transparente/laranja, conexão: Luer (m), (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, 1 unid./blister, estéril, 100 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Tipo de retirada	Arterial e venoso
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	50 UI/ml sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/laranja
Graduação	marcação nominal
Campo de aplicação	gasometria
Conexão	Luer (m)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)**

Page 2

### Size

Volume nominal	2 ml
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	100 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca/laranja
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	18000
Profundidade da caixa interna	351 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	171 mm
Profundidade da embalagem externa	578 mm
Largura da embalagem externa	368 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)**

**Page 3**

Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0415 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	3.38 kg
EAN da caixa interna	4038917125963
EAN da embalagem externa	4038917020350

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**