



Product description

Order number	51.931.140
Descrição do artigo	Kit de capilares de gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 140 µl, (CxØ): 75 x 2,3 mm, componentes do kit: 800 capilares de plástico PET 140 µl (4 x 200 unidades REF 19.930.140), 1.600 tampas azuis (4 x 400 unidades REF 65.935.230) e 1.000 agitadores (4 x 250 unidades REF 95.936), 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	70 UI/ml sangue
Campo de aplicação	gasometria

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Kit de capilares de gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 140 µl

Page 2

Size

Volume nominal	140 µl
Diâmetro	2.3 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Politereftalato de etileno (PET)
Material de fechamento	Thermoplastic elastomers (TPE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	16
Unidades por palete	432
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.5947 kg
Peso da embalagem externa	13.24 kg
EAN da caixa interna	4038917234436
EAN da embalagem externa	4038917234429

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT