



Product Specification
Tampa 1,60-2,10 mm para capilares de gases
sanguíneos 100 µl / 125 µl, branca

Page 1



Product description

Order number	65.935.205
Descrição do artigo	Tampa 1,60-2,10 mm para capilares de gases sanguíneos 100 µl / 125 µl, branca, gasometria, 500 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Campo de aplicação	gasometria
Indicado para	capilares de gases sanguíneos 100 µl / 125 µl

Material & colours

Material do produto	Elastômero termoplástico (TPE)
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tampa 1,60-2,10 mm para capilares de gases
sanguíneos 100 µl / 125 µl, branca

Page 2

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	32000
Unidades por palete	2560000
Profundidade da embalagem externa	378 mm
Largura da embalagem externa	288 mm
Altura da embalagem externa	180 mm
Volume da embalagem externa	0.0196 cbm
Peso do produto	0.0002 kg
Peso da embalagem externa	8.42 kg
EAN da caixa interna	4038917234559
EAN da embalagem externa	4038917234542

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

