



Product description

Order number	65.935.230
Descrição do artigo	Tampa 1,60-2,10 mm para capilares de gases sanguíneos 140 µl / 175 µl, azul, gasometria, 400 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Campo de aplicação	gasometria
Indicado para	capilares de gases sanguíneos 140 µl / 175 µl

Material & colours

Material do produto	Elastômero termoplástico (TPE)
Cor do produto	azul

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	400
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	400
Unidades por caixa	32000
Unidades por palete	2048000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0002 kg
Peso da embalagem externa	8.13 kg
EAN da caixa interna	4038917234580
EAN da embalagem externa	4038917234573

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

