



## Product Specification

Imã agitador para capilares de gases sanguíneos,  
vermelha, (CxØ): 25 x 19 mm

Page 1



### Product description

Order number	95.937
Descrição do artigo	Imã agitador para capilares de gases sanguíneos, vermelha, (CxØ): 25 x 19 mm, gasometria, 10 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Campo de aplicação	gasometria
Indicado para	capilares de gases sanguíneos

### Size

Diâmetro	19 mm
Altura do produto	25 mm
Comprimento do produto	25 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

Imã agitador para capilares de gases sanguíneos,  
vermelha, (CxØ): 25 x 19 mm

Page 2

### Material & colours

Cor do produto vermelha

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	10
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	160
Unidades por palete	51840
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0072 kg
Peso da embalagem externa	1.29 kg
EAN da caixa interna	4038917234641
EAN da embalagem externa	4038917234634

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**