



Product description

Order number	06.1690.001
Descrição do artigo	S-Sedivette® , hemossedimentação, 4NC, preparo: Solução tampão de citrato tri-sódico/ácido cítrico, volume nominal: 3,5 ml, (CxØ) com tampa: 146 x 8 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: violeta, tampa violeta, código de cor EU, estéril, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Solução tampão de citrato tri-sódico/ácido cítrico
Concentração do preparo	0,105 mol/l pH 5,5
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	violeta
Graduação	não
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	hemossedimentação

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	3.5 ml
Diâmetro	8 mm
Comprimento com tampa	146 mm
Comprimento sem tampa	130 mm
Comprimento com tampa e barra	167 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	violeta
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Profundidade da caixa interna	143 mm
Largura da caixa interna	171 mm
Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
S-Sedivette® , 3,5 ml, tampa violeta, (CxØ): 130 x 8 mm, com etiqueta de papel

Page 3

Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	190 mm
Volume da embalagem externa	0.0192 cbm
Peso do produto	0.0052 kg
Peso da embalagem externa	3.29 kg
EAN da caixa interna	4038917133111
EAN da embalagem externa	4038917024709

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT