



Product description

Order number 90.1090
Descrição do artigo Rack VHS, adequado para S-Sedivette® , 10 locais de medição

Product characteristics

Indicado para S-Sedivette®
Quantidade de locais de medição 10

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 1 |
| Unidades por caixa | 16 |
| Unidades por palete | 320 |
| Profundidade da embalagem externa | 598 mm |
| Largura da embalagem externa | 398 mm |
| Altura da embalagem externa | 350 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0833 cbm |
| Peso do produto | 0.6018 kg |
| Peso da embalagem externa | 11.75 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917085304 |
| EAN da embalagem externa | 4038917004008 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

