



### **Product description**

Order number 93.1650.030  
Descrição do artigo Placa de inserção, Versão 3, material: PP, 1 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Indicado para Bandeja Safety (93.1650) e por ex., 1x Multi-Safe twin plus 500 (77.3884.005/.105), 2x latas dispensadoras (95.813.001), 8x copos multiuso (75.1355), 1x spray de desinfecção

### **Size**

Largura do produto 272 mm  
Comprimento do produto 420 mm

### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 1  
Unidades por palete 1440  
Volume da embalagem externa 0.0009 cbm  
Peso do produto 0.172 kg  
Peso da embalagem externa 0.33 kg  
EAN da caixa interna 4038917132718  
EAN da embalagem externa 4038917076739

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

