



### **Product description**

Order number 95.813.001  
Descrição do artigo Lata dispensadora, material: PS, tampa montada

### **Product characteristics**

Forma do fundo fundo plano

### **Size**

Diâmetro do fundo 81 mm  
Diâmetro da tampa 83 mm  
Diâmetro da abertura 81 mm  
Comprimento do produto 110 mm

### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto branca  
Material de fechamento Polystyrene (PS)  
Cor da tampa branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	35
Unidades por caixa interna	35
Unidades por caixa	35
Unidades por palete	1260
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0623 kg
Peso da embalagem externa	2.77 kg
EAN da caixa interna	4038917121644
EAN da embalagem externa	4038917074797

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

