



Product description

Order number	95.963.001
Descrição do artigo	Suporte de parede, para Multi-Safe euroMatic® , material: aço inoxidável

Product characteristics

Indicado para	Multi-Safe euroMatic®
---------------	-----------------------

Size

Largura do produto	161 mm
Comprimento do produto	222 mm

Material & colours

Material do produto	aço inoxidável
Cor do produto	prata/branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	2880
Profundidade da embalagem externa	323 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.01 cbm
Peso do produto	0.246 kg
Peso da embalagem externa	5.24 kg
EAN da caixa interna	4038917233620
EAN da embalagem externa	4038917233613

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

