



Product description

Order number	95.963.007
Descrição do artigo	Suporte de parede, para Multi-Safe twin plus, material: aço inoxidável

Product characteristics

Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Indicado para	Multi-Safe twin plus

Size

Largura do produto	186 mm
Comprimento do produto	165 mm

Material & colours

Material do produto	aço inoxidável
---------------------	----------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Isento de látex	sim
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	2880
Profundidade da embalagem externa	323 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.01 cbm
Peso do produto	0.246 kg
Peso da embalagem externa	5.24 kg
EAN da caixa interna	4038917900997
EAN da embalagem externa	4038917901000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

