



Product description

Order number	77.3884.225
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe twin plus REC, 2.500 ml, cinza, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, material: PP reciclado, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: oval, altura: 197 mm, Ø da tampa: 82 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 70 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Compressa de absorção	sim
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

Size

Volume máximo	2500 ml
Diâmetro do fundo	112 mm
Diâmetro da tampa	82 mm
Diâmetro da abertura	71 mm
Altura do produto	197 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto	cinza
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	70
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	70
Unidades por palete	840
Profundidade da embalagem externa	800 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	380 mm
Volume da embalagem externa	0.1216 cbm
Peso do produto	0.222 kg
Peso da embalagem externa	17.15 kg
EAN da caixa interna	4066916004040
EAN da embalagem externa	4066916004057

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

