



Product description

Order number	77.3884.305
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe twin plus RC, 500 ml, cinza, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, rotulagem de risco biológico, material: PP reciclado, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: redondo, altura: 245 mm, Ø da tampa: 82 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Compressa de absorção	sim
Forma da abertura	redondo
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

Size

Volume máximo	500 ml
Diâmetro	116 mm
Diâmetro do fundo	105 mm
Diâmetro da tampa	82 mm
Diâmetro da abertura	71 mm
Altura do produto	245 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto	cinza
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	126
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	126
Unidades por palete	3024
Profundidade da embalagem externa	599 mm
Largura da embalagem externa	266 mm
Altura da embalagem externa	451 mm
Volume da embalagem externa	0.0719 cbm
Peso do produto	0.0753 kg
Peso da embalagem externa	10.36 kg
EAN da caixa interna	4066916004163
EAN da embalagem externa	4066916004170

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

