



### Product description

Order number	77.3884.320
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe twin plus REC, 2.000 ml, cinza, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, rotulagem de risco biológico, material: PP reciclado, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: oval, altura: 161 mm, tampa (CxL): 179 x 176 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 80 unidades/caixa

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Compressa de absorção	sim
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

### Size

Volume máximo	2000 ml
Diâmetro do fundo	112 mm
Altura do produto	161 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto	cinza
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

### Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	80
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	80
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	800 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	380 mm
Volume da embalagem externa	0.1216 cbm
Peso do produto	0.194 kg
Peso da embalagem externa	17.17 kg
EAN da caixa interna	4066916004286
EAN da embalagem externa	4066916004293

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

