



Product description

Order number	77.3890.002
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe sani, 200 ml, amarela, material: PP, abertura: oval, altura: 131 mm, tampa plana, tampa (CxL): 75 x 47 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 unidades/caixa
Número de teste UN	sim

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção

Size

Volume máximo	200 ml
Diâmetro do fundo	57 mm x 32 mm
Diâmetro da abertura	33 mm x 23 mm
Altura do produto	131 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	110
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	110
Unidades por palete	3300
Profundidade da embalagem externa	397 mm
Largura da embalagem externa	397 mm
Altura da embalagem externa	325 mm
Volume da embalagem externa	0.0512 cbm
Peso do produto	0.0483 kg
Peso da embalagem externa	6 kg
EAN da caixa interna	4038917330916
EAN da embalagem externa	4038917330909

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

