



## Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 77.3890.202   |
| Descrição do artigo | Recipiente de descarte, Multi-Safe sani REC, 200 ml, cinza, material: PP reciclado, abertura: oval, altura: 131 mm, tampa (CxL): 75 x 47 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 unidades/caixa |

## Product characteristics

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Forma da abertura           | oval                            |
| Auxiliar de remoção/rotação | Dispositivo auxiliar de remoção |

## Size

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Volume máximo        | 200 ml        |
| Diâmetro do fundo    | 57 mm x 32 mm |
| Diâmetro da abertura | 33 mm x 23 mm |
| Altura do produto    | 131 mm        |

## Material & colours

|                     |  |
|---------------------|--|
| Material do produto | Polipropileno reciclado (PP reciclado) |
| Cor do produto      | cinza                                  |
| Cor da tampa        | vermelha                               |
| Cor da tampa diária | vermelha                               |

## Purity & certification

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Corresponde às exigências | TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 |
| Categoria do produto      | Não é um dispositivo médico   DIV   |
| Em lotes                  | não                                 |

## Packaging

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 110              |
| Tipo de embalagem interior        | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna        | 1                |
| Unidades por caixa                | 110              |
| Unidades por palete               | 3300             |
| Profundidade da embalagem externa | 397 mm           |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Recipiente de descarte, Multi-Safe sani REC, 200 ml**

**Page 2**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Largura da embalagem externa | 397 mm        |
| Altura da embalagem externa  | 325 mm        |
| Volume da embalagem externa  | 0.0512 cbm    |
| Peso do produto              | 0.0483 kg     |
| Peso da embalagem externa    | 6 kg          |
| EAN da caixa interna         | 4066916004484 |
| EAN da embalagem externa     | 4066916004491 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**