



Product description

Order number	77.3893.220
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe vario REC, 2.000 ml, cinza, quadrangular, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, material: PP reciclado, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: oval, altura: 245 mm, tampa plana, Ø da tampa: 82 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Forma da abertura	oval

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	2000 ml
Diâmetro	116 mm
Diâmetro do fundo	105 mm
Diâmetro da tampa	82 mm
Diâmetro da abertura	71 mm
Largura do produto	95 mm
Altura do produto	245 mm
Comprimento do produto	240 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto	cinza
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	1000
Profundidade da embalagem externa	600 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	359 mm
Volume da embalagem externa	0.0862 cbm
Peso do produto	0.2272 kg
Peso da embalagem externa	12.4 kg
EAN da caixa interna	4066916004644
EAN da embalagem externa	4066916004651

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

