



### **Product description**

Order number	77.3897.040
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe euroMatic® , 4.000 ml, amarela, quadrangular, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, material: PP, abertura: oval, altura: 245 mm, Bloqueio automático, tampa (CxL): 164 x 164 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 unidades/caixa
Número de teste UN	sim

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Tampa	Bloqueio automático
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume máximo	4000 ml
Diâmetro do fundo	132 mm x 132 mm
Diâmetro da abertura	110 mm x 60 mm
Altura do produto	245 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

### Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	450
Profundidade da embalagem externa	802 mm
Largura da embalagem externa	392 mm
Altura da embalagem externa	514 mm
Volume da embalagem externa	0.1616 cbm
Peso do produto	0.3259 kg
Peso da embalagem externa	17.7 kg
EAN da caixa interna	4038917332927
EAN da embalagem externa	4038917332910

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

