



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 77.3899.060 |
| Descrição do artigo | Recipiente de descarte, Multi-Safe steri, 60 l, amarela, quadrangular, material: PP, autoclavável, abertura: quadrangular, altura: 520 mm, tampa plana, tampa (CxL): 393 x 393 mm, tampa: vermelha, UN 3291, 120 unidades/caixa |
| Número de teste UN | sim |

Product characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Tampa | tampa plana |
| Forma da abertura | quadrangular |
| Auxiliar de remoção/rotação | não disponível |
| Autoclavável (máx. °C) | 134 °C |

Size

| | |
|----------------------|-----------------|
| Volume máximo | 60 l |
| Diâmetro do fundo | 340 mm x 340 mm |
| Diâmetro da abertura | 370 mm x 370 mm |
| Altura do produto | 520 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | amarela |
| Cor da tampa | vermelha |
| Cor da tampa diária | amarela |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Corresponde às exigências | UN 3291 |
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | não |

Packaging

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 120 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 1 |
| Unidades por caixa | 120 |
| Unidades por palete | 120 |
| Volume da embalagem externa | 2.304 cbm |
| Peso do produto | 1.8345 kg |
| Peso da embalagem externa | 220.2 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917333559 |
| EAN da embalagem externa | 4038917333542 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

