



Product description

Order number	51.1534
Descrição do artigo	Salivette® , com rolo de algodão, tampa: branca, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: branca/preta, para Exames de saliva, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	branca/preta
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Versão	com rolo de algodão
Campo de aplicação	Exames de saliva
Centrifugação recomendada	1000 x g
Tempo de centrifugação	2 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	16.8 mm
Comprimento com tampa	97 mm
Comprimento sem tampa	84 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	28000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0298 cbm
Peso do produto	0.007 kg
Peso da embalagem externa	4.09 kg
EAN da caixa interna	4038917086905
EAN da embalagem externa	4038917005432

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

