



### Product description

Order number	51.1534.100
Descrição do artigo	Salivette® VD, com rolo de algodão, tampa: azul claro, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: azul claro/branca, para Exames de saliva para diagnóstico de vírus, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	azul claro/branca
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Versão	com rolo de algodão
Campo de aplicação	Exames de saliva para diagnóstico de vírus
Centrifugação recomendada	500 x g
Tempo de centrifugação	1 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	16.8 mm
Comprimento com tampa	97 mm
Comprimento sem tampa	84 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	azul claro

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	28000
Profundidade da caixa interna	226 mm
Largura da caixa interna	101 mm
Altura da caixa interna	119 mm
Profundidade da embalagem externa	533 mm
Largura da embalagem externa	263 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0196 cbm
Peso do produto	0.0069 kg
Peso da embalagem externa	4.09 kg
EAN da caixa interna	4038917581882
EAN da embalagem externa	4038917581875

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

