



Product description

Order number	15.1673.100
Descrição do artigo	Multivette® 600 Heparina de lítio LH, amostras de sangue venoso e capilar, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 600 µl, (CxØ) com tampa: 47,9 x 8 mm, com impressão, tampa verde, tampa de rosca, fundo plano, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	Venoso e capilar
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	verde
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	amostras de sangue venoso e capilar
Forma do fundo	fundo plano
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Multivette® 600 Heparina de lítio LH, 600 µl,
tampa verde, tampa de rosca**

Page 2

Size

Volume nominal	600 µl
Diâmetro	8 mm
Comprimento com tampa	47.9 mm
Comprimento sem tampa	44.4 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	63000
Profundidade da caixa interna	201 mm
Largura da caixa interna	81 mm
Altura da caixa interna	81 mm
Profundidade da embalagem externa	423 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	185 mm
Volume da embalagem externa	0.0167 cbm
Peso do produto	0.0022 kg
Peso da embalagem externa	2.77 kg
EAN da caixa interna	4038917132992
EAN da embalagem externa	4038917024624

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT