



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 15.1675 |
| Descrição do artigo | Multivette® 600 Heparina de lítio gel LH, amostras de sangue venoso e capilar, preparo: Heparina de lítio gel, volume nominal: 600 µl, (CxØ) com tampa: 53,3 x 8 mm, com impressão, tampa laranja, tampa de rosca, fundo plano, 100 unid./caixa de papelão |

Product characteristics

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de retirada | Venoso e capilar |
| Tipo de preparo | Heparina de lítio gel |
| Código de cor | EU |
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | laranja |
| Tampa | tampa de rosca padrão |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Campo de aplicação | amostras de sangue venoso e capilar |
| Forma do fundo | fundo plano |
| Centrifugação recomendada | 10000 x g |
| Tempo de centrifugação | 5 Min |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|-----------------------|---------|
| Volume nominal | 600 µl |
| Diâmetro | 8 mm |
| Comprimento com tampa | 53.3 mm |
| Comprimento sem tampa | 49.8 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | laranja |

Purity & certification

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1000 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 1000 |
| Unidades por palete | 63000 |
| Profundidade da caixa interna | 201 mm |
| Largura da caixa interna | 81 mm |
| Altura da caixa interna | 81 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 423 mm |
| Largura da embalagem externa | 213 mm |
| Altura da embalagem externa | 185 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0167 cbm |
| Peso do produto | 0.0024 kg |
| Peso da embalagem externa | 3.03 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917087438 |
| EAN da embalagem externa | 4038917005869 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

