




Product Specification

Microvette® CB 300 Soro CAT, 300 µl, tampa vermelha, tampa de pressão, fundo plano

Page 1



Product description

Order number	16.440.100
Descrição do artigo	Microvette® CB 300 Soro CAT, Medicina veterinária, preparo: Ativador de coagulação, volume nominal: 300 µl, (CxØ) com tampa: 46,5 x 10,8 mm, tampa vermelha, tampa de pressão, fundo plano, recipiente interno: em forma de trompete, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	ISO
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Campo de aplicação	Medicina veterinária
Forma do fundo	fundo plano
Centrifugação recomendada	10000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min
Forma do recipiente interior	em forma de trompete

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Microvette® CB 300 Soro CAT, 300 µl, tampa vermelha, tampa de pressão, fundo plano

Page 2

Size

Volume nominal	300 µl
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento com tampa	46.5 mm
Comprimento sem tampa	43.7 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	80000
Profundidade da embalagem externa	378 mm
Largura da embalagem externa	288 mm
Altura da embalagem externa	180 mm
Volume da embalagem externa	0.0196 cbm
Peso do produto	0.002 kg
Peso da embalagem externa	2.41 kg
EAN da caixa interna	4038917268325
EAN da embalagem externa	4038917282758

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

