



Product Specification

**Minivette® POCT Heparina de lítio LH, 20 µl,
desentupidor laranja, código de cor EU, 200
unid./pacote**

Page 1



Product description

Order number	17.2112.020
Descrição do artigo	Minivette® POCT Heparina de lítio LH, volume nominal: 20 µl, preparo: Heparina, laranja, código de cor EU, 200 unid./pacote, 200 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Heparina
Código de cor	EU
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	laranja

Size

Volume nominal	20 µl
----------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Minivette® POCT Heparina de lítio LH, 20 µl,
desentupidor laranja, código de cor EU, 200
unid./pacote**

Page 2

Material & colours

Material do produto	Acetato de celulose (CA)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	144000
Profundidade da caixa interna	140 mm
Largura da caixa interna	99 mm
Altura da caixa interna	117 mm
Profundidade da embalagem externa	513 mm
Largura da embalagem externa	293 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.021 cbm
Peso do produto	0.0009 kg
Peso da embalagem externa	2.53 kg
EAN da caixa interna	4038917308991
EAN da embalagem externa	4038917308984

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT