



Product description

Order number	17.2112.101
Descrição do artigo	Minivette® POCT Heparina de lítio LH, volume nominal: 100 µl, preparo: Heparina, verde, código de cor ISO, 200 unid./pacote, 200 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Heparina
Código de cor	ISO
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	verde

Size

Volume nominal	100 µl
----------------	--------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Minivette® POCT Heparina de lítio LH, 100 µl,
desentupidor verde, código de cor ISO, 200
unid./pacote**

Page 2

Material & colours

Material do produto Acetato de celulose (CA)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Isento de látex sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 200
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 144000
Profundidade da caixa interna 140 mm
Largura da caixa interna 99 mm
Altura da caixa interna 117 mm
Profundidade da embalagem externa 513 mm
Largura da embalagem externa 293 mm
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem externa 0.021 cbm
Peso do produto 0.0009 kg
Peso da embalagem externa 2.5 kg
EAN da caixa interna 4038917336994
EAN da embalagem externa 4038917336987

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT