




## Product Specification

**Minivette® POCT Heparina de lítio LH, 50 µl,  
desentupidor verde, código de cor ISO, 200  
unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number	17.2112.150
Descrição do artigo	Minivette® POCT Heparina de lítio LH, volume nominal: 50 µl, preparo: Heparina, verde, código de cor ISO, 200 unid./pacote, 200 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Heparina
Código de cor	ISO
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	verde

### Size

Volume nominal	50 µl
----------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Minivette® POCT Heparina de lítio LH, 50 µl,  
desentupidor verde, código de cor ISO, 200  
unid./pacote**

**Page 2**

### Material & colours

Material do produto Acetato de celulose (CA)  
Cor do produto transparente

### Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Isento de látex sim  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 200  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 144000  
Profundidade da caixa interna 140 mm  
Largura da caixa interna 99 mm  
Altura da caixa interna 117 mm  
Profundidade da embalagem 513 mm  
externa  
Largura da embalagem 293 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 140 mm  
Volume da embalagem 0.021 cbm  
externa  
Peso do produto 0.001 kg  
Peso da embalagem externa 2.68 kg  
EAN da caixa interna 4038917320023  
EAN da embalagem externa 4038917320016

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**